

# Beladungskörbe für den STERRAD® 100NX

Die Beladungskörbe ermöglichen eine geordnete Platzierung kleinerer Verpackungseinheiten und verhindern, dass während des Sterilisationsprozesses einzelne Verpackungen in die UV-Lichtstrecke rutschen und dadurch einen Abbruch des Prozesses einleiten.

Bei Nutzung der Beladungskörbe bitte die vorhandenen Standard-Ablagen herausnehmen und stattdessen die Körbe auf den Gleitschienen platzieren.



Maße des Beladungskorbs	Bestell-Nr.
425 x 640 x 135 mm	10104100

Vertrieb:

**Stanzl Medizintechnik**

Am Schlossanger 12  
86974 Apfeldorf

Tel.: +49 (0) 8869.911264

Fax: +49 (0) 8869.911265

Mobil: +49 (0) 174.9203492

Email: [Robert.Stanzl@Stanzl-Medizintechnik.de](mailto:Robert.Stanzl@Stanzl-Medizintechnik.de)

Zertifiziert nach DIN EN ISO 13485 : 2010